

Bioindikatoren zur Eigenkontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsapparaten

Ziel:

Einfache und regelmäßige Durchführung von Hygienekontrollen im eigenen Betrieb

Der Test eignet sich je nach Indikator für:

- Wäschereien
- Krankenhäuser
- Alten- und Pflegeheime
- Gastronomiebetriebe
- Ärzte
- Gebäudereiniger
- etc.

Beschreibung:

Mittels mit Testkeimen beladenen Bioindikatoren kann die Effektivität von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren kontrolliert werden. Die Bioindikatoren werden vom Prüflabor zur Verfügung gestellt und vom Kunden in den eigenen Maschinen eingesetzt. Die Auswertung der hygienisch aufbereiteten Indikatoren erfolgt nach Rücksendung im mikrobiologischen Labor der Abteilung Hygiene, Umwelt & Medizin.

Je nach zu überprüfendem Verfahren stehen angepasste Bioindikatoren und Testkeime zur Verfügung:

Bioindikatoren zur Überprüfung von	Testkeim	entspricht den Anforderungen nach	empfohlene Anzahl
Dampf- und Heißluftsterilisatoren	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ISO 11138-3	3-5
Instrumenten-Waschmaschinen	<i>Enterococcus faecium</i>	ISO 15883 und RKI	3-5
Bettgestellwaschanlagen	<i>Enterococcus faecium</i>	DIN 58955-4	10
Geschirrspülanlagen	<i>Enterococcus faecium</i>	ISO 15883, DIN 10510	8
Steckbeckenspülanlagen	<i>Enterococcus faecium</i>	ISO 15883-3	4
Desinfizierende Waschverfahren	<i>Staphylococcus aureus</i> und <i>Enterococcus faecium</i>	RAL-GZ 992 und RKI	je 1

Bioindikatoren für Sonderanforderungen auf Anfrage:

Gewerbliche oder hausübliche Waschverfahren	Je nach Verfahren oder Fragestellung z.B.: <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Trichophyton rubrum</i> Bakteriophage MS2, <i>Bacillus atrophaeus</i> Sporen	siehe Anforderungen des RKI	mind. 5 / Testkeim
---	--	-----------------------------	--------------------

HOHENSTEIN INSTITUTE
Schloss Hohenstein ·
74357 Bönnigheim

Ansprechpartner
Hygiene, Umwelt & Medizin

Jutta Secker
Telefon: +49 7143 271 420
Fax: +49 7143 271 94420
E-Mail: j.secker@hohenstein.de

www.hohenstein.de

Ihr Nutzen als Auftraggeber:

- Kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Reinigungs- und Desinfektionsprozesse
- Garantieren Sie Ihren Kunden ein hygienisch einwandfreies Produkt
- Ergänzende Dokumentation der Eigenkontrollen zur Vorlage bei Überwachungsbehörden

Prüfdauer:

- In der Regel erhalten Sie das Ergebnis in Form eines schriftlichen Berichtes innerhalb von 2 Wochen nach Rücksendung des Probenmaterials.