

**Ziel:**

Messung und Bestätigung der Herstellerangaben zu Druck und Druckverlauf von nicht-medizinischen Kompressionsstrümpfen.

**Der Test eignet sich für:**

- Sportstrümpfe
- Reisestrümpfe
- Wellnessstrümpfe

**Beschreibung:**

Die Messung des Drucks und Druckverlaufs von Kompressionsstrümpfen des nicht-medizinischen Bereichs erfolgt mit dem HOSY<sub>can</sub>-Prüfgerät.

**Prüfumfang pro Artikel**

- Erstprüfung: Kompressionsmessung für Strümpfe aller angebotenen Größen
- Folgeprüfung: 1 x jährlich nach Erstprüfung: Kompressionsmessung in einer Größe (Größe jährlich wechselnd)

**Ihr Nutzen als Auftraggeber:**

- Unabhängige Bestätigung der Herstelleraussage/Werbeaussage zur Kompression
- Sicherung des Qualitätsstandards
- Risiko-Minimierung durch Vermeidung fehlerhaft hergestellter Artikel
- Hohenstein Qualitätslabel dient als Verbraucherinformation am Produkt

**Label:**

- Nutzung auf der Verpackung als Hang-tag, in Print- und Online-Medien international möglich
- Vergabe nach erfolgreicher Erstprüfung
- Verlängerung der Labelnutzung nach erfolgreicher Folgeprüfung
- Durch verschiedene Sprachversionen internationale Nutzbarkeit

**Anforderungen an Prüfmuster****Allgemein:**

- Größentabelle mit Beinmaßen (Angaben zu Beinumfangen und Beinlängen) ist erforderlich.

**Materialmenge:**

- 2 Prüfmuster pro Größe (Doppelbestimmung)

**Prüfdauer:**

- Je nach Art und Umfang ca. 2 bis 3 Wochen nach Mustereingang

**HOHENSTEIN INSTITUTE**  
Schloss Hohenstein  
74357 Bönningheim

**Ansprechpartner**

Abteilung Consumer Tests  
Christine Doege  
Telefon: +49 7143 271 201  
Fax: +49 7143 271 94201  
E-Mail: c.doege@hohenstein.de

www.hohenstein.de